

Konfigurations- und Objektivauswahl Dotscope

Für Normalraster / H.I.T.

Lineaturbereich	Konfiguration	Objektivauswahl	Zoom Out
25-49 L/cm	NR/HIT 025-049 L/cm 5xZO	5x	JA
50-79 L/cm	NR/HIT 050-079 L/cm 5x	5x	NEIN
80-119 L/cm	NR/HIT 080-119 L/cm 10xZO	10x	JA
120-159 L/cm	NR/HIT 120-159 L/cm 10x	10x	NEIN
160-209 L/cm	NR/HIT 160-209 L/cm 20xZO	20x	JA
210-469 L/cm	NR/HIT 210-469 L/cm 20x	20x	NEIN
470-529 L/cm	NR/HIT 470-529 L/cm 50xZO	50x	JA
ab 530 L/cm	NR/HIT größer 530 L/cm 50x	50x	NEIN

Für SteppedHex Gravuren

Lineaturbereich	Konfiguration	Objektivauswahl	Zoom Out
40-99 L/cm	SH 040-099 L/cm 5xZO	5x	JA
100-139 L/cm	SH 100-139 L/cm 5x	5x	NEIN
140-179 L/cm	SH 140-179 L/cm 10xZO	10x	JA
180-249 L/cm	SH 180-249 L/cm 10x	10x	NEIN
250-369 L/cm	SH 250-369 L/cm 20xZO	20x	JA
370-589 L/cm	SH 370-589 L/cm 20x	20x	NEIN
ab 590 L/cm	SH größer 590 L/cm 50xZO	50x	JA

ACHTUNG: Bei SteppedHex Gravuren wird der Rasterwinkel nicht korrekt angegeben!

Für Linienraster

Lineaturbereich	Konfiguration	Objektivauswahl	Zoom Out
25-69 L/cm	LR 025-069 L/cm 5xZO	5x	JA
70-119 L/cm	LR 070-119 L/cm 10xZO	5x	JA
120-169 L/cm	LR 120-169 L/cm 10x	10x	NEIN
größer 170 L/cm	LR größer 170 L/cm 20xZO	20x	JA